


Pab De Conejo Anti-Sesn2 Para Wb, Elisa - P58004

Número de artículo: CM0025119



Introducción

El pAb de conejo anti-SESN2 es un anticuerpo policlonal para WB y ELISA dirigido contra la SESN2 humana (reacciona cruzadamente con ratón y rata). SESN2 es un sensor de leucina que regula mTORC1 y el estrés oxidativo; es ideal para investigación en señalización y metabolismo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-SESN2
Abreviaturas / Alias	HI95, SES2, SEST2, SESN2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	83667
GeneID	83667
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 211-480 de la SESN2 humana (NP_113647.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P58004
Peso molecular de la proteína	54kDa
Envío	Bolsa de hielo