

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Setd6 Para Wb Y Elisa - Q8Tbk2

Número de artículo: CM0006759



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante dirigido a SETD6 humano, validado para WB y ELISA. Detecta SETD6 humano, de ratón y de rata. Adecuado para investigación de señalización NF-kappa-B y epigenética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo SETD6
Observaciones/Alias	SETD6
Especie	Humano
GeneID (humano)	79918
GeneID	79918
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene los aminoácidos 310-473 de SETD6 humano (NP_001153777.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8TBK2
Peso Proteico	53kDa
Envío	Bolsa de hielo