


Anticuerpo Policlonal De Conejo Sf3B2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13435

Número de artículo: CM0025145



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra SF3B2 humano, un componente clave del espliceosoma. Adecuado para Western blot, IHC-P, IF/ICC y ELISA; reconoce SF3B2 humano, de ratón y de rata. Ideal para la investigación del empalme y el desarrollo de ensayos de IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SF3B2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CFM; HFM; Cus1; SF3b1; SAP145; SF3B145; SF3b150; SF3B2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10992
GeneID	10992
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 616-895 de SF3B2 humano (NP_006833.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13435
Peso Proteico	100kDa
Envío	Bolsa de hielo