

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Contra Sfrp1 Para Wb, Elisa - Q8N474

Número de artículo: CM0010346

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra SFRP1 validado para Western blotting y ELISA, con reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para investigación en la vía de señalización Wnt y biología del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-SFRP1 de conejo
Observaciones/Alias	FRP; FRP1; FrzA; FRP-1; SARP2; SFRP1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6422
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia de los aminoácidos 1-100 de la proteína SFRP1 humana (Q8N474)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8N474
Peso de la proteína	35kDa
Envío	Bolsa de hielo