

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sh2B1 Para Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Nrf2

Número de artículo: CM0030587



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra SH2B1 humano (PSM), validado para IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para el estudio de las vías de señalización JAK/STAT, insulina, leptina y factores de crecimiento.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SH2B1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PSM; SH2B; SH2B1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	25970
GeneID	25970
Inmunógeno	Proteína recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 360-520 de SH2B1 humano (NP_056318.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NRF2
Peso Proteico	79kDa
Envío	Bolsa de hielo