


Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Shmt1 Para Wb, Ihc, If, Elisa - P34896

Número de artículo: CM0014861



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SHMT1 validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con SHMT1 humano, de ratón y de rata (53 kDa), una serina hidroximetiltransferasa citosólica esencial para el metabolismo de un carbono y el ciclo del folato.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra SHMT1
Observaciones/Alias	SHMT; CSHMT; SHMT1
Especie	Humana
GeneID (humano)	6470
GeneID	6470
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 285-444 de SHMT1 humana (NP_683718.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón, de rata
SWISS	P34896
Peso de la proteína	53 kDa
Envío	Bolsa de hielo