

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Shmt2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P34897

Número de artículo: CM0020679



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-SHMT2 de alta calidad para WB, IHC-P, IF/ICC, IP y ELISA. Detecta SHMT2 humano, de ratón y de rata (~56 kDa). Ideal para la investigación del metabolismo de un carbono y las enfermedades mitocondriales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SHMT2 pAb de conejo
Observaciones/alias	GLYA; SHMT; mSHMT; NEDCASB; HEL-S-51e; SHMT2
Especie	Humano
GeneID (humano)	6472
GeneID	6472
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 265-504 de SHMT2 humano (NP_005403.2).
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P34897
Peso de la proteína	56 kDa
Envío	Bolsa de hielo