

Siah1 Mab De Conejo - Q8luq4

Número de artículo: CM0004163



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra SIAH1 validado para WB, IF-P, IHC-P y ELISA. Detecta SIAH1 (31 kDa) de humano, ratón y rata. Ideal para investigación en ubiquitinación, apoptosis y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SIAH1 mAb de conejo
Observaciones/Alias	BURHAS; SIAH1A; SIAH1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6477
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia de los aminoácidos 1-100 de la proteína SIAH1 humana (NP_003022.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8IUQ4
Peso de la proteína	31 kDa
Envío	Bolsa de hielo