

Siglec-15 Pab De Conejo - Q6Zmc9

Número de artículo: CM0019803



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-Siglec-15 para aplicaciones WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reconoce el Siglec-15 (CD33L3) humano y de rata, un receptor inmunitario de 36 kDa expresado en macrófagos y células dendríticas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	Siglec-15 pAb de conejo
Observaciones/Alias	CD33L3; HsT1361; SIGLEC-15; Siglec-15
Especie	Humano
ID de gen	284266
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-263 del Siglec-15 humano (NP_998767.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q6ZMC9
Peso proteico	36kDa
Envío	Bolsa de hielo