


Siglec1 Rabbit Pab - Q62230

Número de artículo: CM0023987



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra Siglec1 de ratón (Sialoadhesina, CD169) para aplicaciones de WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con rata. Sirve como una herramienta clave para estudiar la adhesión de macrófagos, la captación de patógenos y la regulación de la respuesta inmunitaria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Siglec1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	Sn; Cd169; Siglec-1; Siglec1
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	6614
GeneID	20612
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Rata
SWISS	Q62230
Peso proteico	183kDa
Envío	Bolsa de hielo