


## Sigmar1 Rabbit Pab Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q99720

Número de artículo: CM0026405



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SIGMAR1 humano (receptor sigma-1). Detecta niveles endógenos y funciona en WB, IHC-P y ELISA. Reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de neurociencia, señalización celular y neurodegeneración.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | SIGMAR1 Rabbit pAb                                                                                                                                          |
| Observaciones/Alias | SRBP; ALS16; DSMA2; OPRS1; SR-BP; SIG-1R; SR-BP1; sigma1R; hSigmaR1; SIGMAR1                                                                                |
| Especie             | Humano                                                                                                                                                      |
| GeneID (humano)     | 10280                                                                                                                                                       |
| GeneID              | 10280                                                                                                                                                       |
| Inmunógeno          | Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 114-223 de SIGMAR1 humano (NP_005857.1). |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                                                      |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                                                                                                                    |
| Aplicación          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                                            |
| Reactividad cruzada | Humano, ratón, rata                                                                                                                                         |
| SWISS               | Q99720                                                                                                                                                      |
| Peso de la proteína | 25kDa                                                                                                                                                       |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                                              |