

Anticuerpo Policlonal De Conejo Sirt2 Para Wb, Elisa - Q8Ixx6

Número de artículo: CM0018634



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-SIRT2 validado para WB y ELISA, detecta SIRT2 humano, de ratón y de rata. Ideal para estudiar las funciones de desacetilasa de SIRT2 en el ciclo celular, la transcripción, el metabolismo y la investigación del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SIRT2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SIR2; SIR2L; SIR2L2; SIRT2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	22933
ID de Gen	22933
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 300-350 del SIRT2 humano (NP_036369.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q8IXJ6
Peso Proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo