


Anticuerpo Policlonal De Conejo Sirt6 Para Wb Y Elisa - Q8N6T7

Número de artículo: CM0028895



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a SIRT6, una deacilasa dependiente de NAD involucrada en la reparación del ADN, el metabolismo y el envejecimiento. Validado para Western blot y ELISA; reacciona de forma cruzada con SIRT6 humano y de ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo Policlonal de Conejo SIRT6 (pAb)
Observaciones/Alias	Sir2I6; mSIRT6; 2810449N18Rik; SIRT6
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	51548
GeneID (Ratón)	50721
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200-294 del SIRT6 de ratón (NP_001156902.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q8N6T7
Peso Proteico	36 kDa / 39 kDa
Envío	Bolsa de hielo