

Anticuerpo Policlonal De Conejo Skap2 Para Wb, If/Icc, Elisa - 075563

Número de artículo: CM0025774



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo SKAP2 validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Se dirige a la fosfoproteína 2 asociada a la cinasa Src (Src kinase-associated phosphoprotein 2) implicada en la adhesión de células B y la señalización src.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SKAP2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	PRAP; RA70; SAP5; SCAP2; SKAP55R; SKAP-HOM; SKAP2
Especie	Humano
GenelD (humano)	8935
GenelD	8935
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-120 del SKAP2 humano (NP_003921.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	075563
Peso Proteico	41kDa
Envío	Bolsa de hielo