

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Skp1 Para Wb Y Elisa - P63208

Número de artículo: CM0020992



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-SKP1 (pAb) validado para WB y ELISA. Detecta SKP1 humano y de ratón, un componente central de la ligasa de ubiquitina SCF (19 kDa). Adecuado para investigaciones sobre el ciclo celular, la transducción de señales y la degradación de proteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SKP1 pAb de conejo
Observaciones/alias	OCP2, p19A, EMC19, SKP1A, OCP-II, TCEB1L, SKP1
Especie	Humano
ID del gen (humano)	6500
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-163 de SKP1 humano (NP_733779.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	P63208
Peso de la proteína	19 kDa
Envío	Bolsa de hielo