


## Anticuerpo Policlonal Slc22A3/Oct3 Conejo Pab Para Wb, Elisa - 075751

Número de artículo: CM0019450



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra SLC22A3/OCT3 humano (EMT) para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con ratón. Ideal para explorar el transporte de cationes orgánicos, la neurotransmisión y el transporte de poliaminas.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | Anticuerpo policlonal SLC22A3/OCT3 Conejo pAb                                                                                              |
| Observaciones/Alias | EMT; EMTH; OCT3; SLC22A3/OCT3                                                                                                              |
| Especie             | Humano                                                                                                                                     |
| ID de Gen (Humano)  | 6581                                                                                                                                       |
| ID de Gen           | 6581                                                                                                                                       |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 289-349 de SLC22A3/OCT3 humano (NP_068812.1). |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                                     |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                                   |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                                  |
| Reactividad Cruzada | Ratón                                                                                                                                      |
| SWISS               | 075751                                                                                                                                     |
| Peso Proteico       | 61kDa                                                                                                                                      |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                             |