

Slc22A4 Pab De Conejo - Q9H015

Número de artículo: CM0013768

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-SLC22A4 validado para WB y ELISA. Detecta SLC22A4/transportador de ergotionína (OCTN1) humano, de ratón y de rata. Ideal para investigación de transportadores y estrés oxidativo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SLC22A4 pAb de conejo
Notas / Alias	OCTN1; DFNB60; SLC22A4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6583
GeneID	6583
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 42-141 de la SLC22A4 humana (NP_003050.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9H015
Peso de la proteína	62kDa
Envío	Bolsa de hielo