

Anticuerpo Policlonal De Conejo Slc25A13 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ujs0

Número de artículo: CM0025002



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra SLC25A13 humano (citrina), validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Adecuado para estudios de transportadores mitocondriales e investigación de enfermedades hepáticas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SLC25A13 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CTLN2; NICCD; CITRIN; ARALAR2; SLC25A13
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10165
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 de SLC25A13 humano (NP_001153682.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9UJS0
Peso Proteico	74kDa
Envío	Bolsa de hielo