

Anticuerpo Policlonal De Conejo Slc25A6 Para Wb, If/Icc, Elisa - P12236

Número de artículo: CM0029074

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra SLC25A6 humano (translocasa ADP/ATP 3, ANT3), adecuado para aplicaciones de WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en transporte mitocondrial y apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo SLC25A6
Observaciones/Alias	ANT; AAC3; ANT3; ANT 2; ANT 3; ANT3Y; SLC25A6
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	293
ID del Gen	293
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 de SLC25A6 humano (NP_001627.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P12236
Peso Proteico	33kDa
Envío	Bolsa de hielo