

Slc7A1 Pab De Conejo Para Wb, Ihc-P, Elisa - P30825

Número de artículo: CM0019516

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-SLC7A1 de alta calidad para WB, IHC-P, ELISA. Validado en humano, ratón y rata. Uso en investigación para estudios de transportadores de aminoácidos catiónicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SLC7A1 pAb de conejo
Observaciones/Alias	ERR; ATRC1; CAT-1; HCAT1; REC1L; SLC7A1
Especie	Humano
GeneID	6541
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 530-629 del SLC7A1 humano (NP_003036.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P30825
Peso proteico	68kDa
Envío	Bolsa de hielo