


Slco1B1 Rabbit Pab - Q9Y6L6

Número de artículo: CM0024501



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo SLCO1B1 validado para WB y ELISA. Objetivo: transportador de aniones orgánicos humano SLCO1B1 (OATP-C), clave en la captación y el aclaramiento de fármacos hepáticos. Ideal para estudios de transportadores hepáticos e investigación de interacciones farmacológicas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SLCO1B1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	LST1; HBLRR; LST-1; OATP2; OATPC; OATP-C; OATP1B1; SLC21A6; SLCO1B1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	10599
ID de Gen	10599
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 597-691 del SLCO1B1 humano (NP_006437.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9Y6L6
Peso Proteico	76kDa
Envío	Bolsa de hielo