


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Smac/Diablo Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nr28

Número de artículo: CM0007147



Introducción

mAb de Conejo Smac/Diablo (Q9NR28) validado para WB, IF/ICC y ELISA. Objetivo: proteína Diablo humana, de ratón y rata (27kDa). Ideal para investigación de apoptosis y la vía IAP.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo Smac/Diablo
Observaciones/Alias	SMAC; DFNA64; Smac/Diablo
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	56616
ID de Gen	56616
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 56-239 del Smac/Diablo humano (NP_063940.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NR28
Peso Proteico	27kDa
Envío	Bolsa de hielo