


Smad2 Pab De Conejo - Q15796

Número de artículo: CM0017119



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para Smad2 humana, adecuado para WB, IHC-P y ELISA. Tiene reactividad cruzada con ratón. Validado para uso en investigación en estudios de señalización de TGF-beta y cáncer colorrectal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Smad2 pAb de conejo
Observaciones/Alias	JV18, LDS6, CHTD8, MADH2, MADR2, JV18-1, hMAD-2, hSMAD2, Smad2
Especie	Humana
GeneID (Humana)	4087
GeneID	4087
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 175-270 de la Smad2 humana (NP_005892.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlinales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, Ratón
SWISS	Q15796
Peso molecular de la proteína	52kDa
Envío	Bolsa de hielo