


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Contra Smad5 Para Wb, Ip, Elisa - Q99717

Número de artículo: CM0003703



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra Smad5 para WB, IP, ELISA. Reconoce Smad5 humano y de ratón. Smad5 es un mediador transcripcional en la vía de señalización BMP, fundamental para el desarrollo embrionario y la diferenciación celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Smad5 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	DWFC; JV5-1; MADH5; Smad5
Especie	Humano
GeneID	4090
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia de aminoácidos entre la posición 200 y 300 de Smad5 humano (Q99717).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q99717
Peso de la proteína	52kDa
Envío	Bolsa de hielo