


Anticuerpo Policlonal De Conejo Smc2 Para Wb Y Elisa - 095347

Número de artículo: CM0019710



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo SMC2 validado para WB y ELISA. Detecta SMC2 humano y de ratón, un componente de condensina esencial para la condensación de los cromosomas mitóticos. Ideal para estudios del ciclo celular y de cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SMC2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CAPE; CAP-E; SMC-2; SMC2L1; SMC2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10592
GeneID	10592
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	095347
Peso Proteico	136kDa
Envío	Bolsa de hielo