

Anticuerpo Policlonal De Conejo Smc4 Para Wb, Elisa - Q9Ntj3

Número de artículo: CM0017311



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo SMC4 para WB y ELISA, dirigido contra la proteína SMC4 humana (CAP-C, SMC4L1) central para la condensación cromosómica. Uniprot Q9NTJ3, peso molecular predicho 147kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo Policlonal de Conejo SMC4
Observaciones/Alias	CAPC; CAP-C; SMC-4; SMC4L1; SMC4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10051
GeneID	10051
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la SMC4 humana (NP_001275682.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9NTJ3
Peso Proteico	147kDa
Envío	Bolsa de hielo