


Smg5 Pab De Conejo - Q9Upr3

Número de artículo: CM0021875



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SMG5 humano, validado para Western Blot y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para la investigación de la degradación del ARNm mediada por codones de terminación prematuros y el desarrollo de diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SMG5 pAb de conejo
Observaciones/Alias	EST1B; SMG-5; LPTSRP1; LPTS-RP1; SMG5
Especie	Humano
GeneID (humano)	23381
GeneID	23381
Inmunógeno	Péptido sintético (un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 950-1016 de SMG5 humano (NP_056142.2))
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, rata
SWISS	Q9UPR3
Peso de la proteína	114 kDa
Envío	Bolsa de hielo