


Smn2 Rabbit Pab - Q16637

Número de artículo: CM0023116



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SMN2 (proteína de supervivencia de la motoneurona), validado para WB, IF/ICC, IP, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para estudiar el ensamblaje de snRNP y el splicing en neurodegeneración.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SMN2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SMNC; BCD541; GEMIN1; TDRD16B; C-BCD541; SMN2
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	6607
ID de gen	6607
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-197 de SMN2 humana (NP_059107.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q16637
Peso proteico	32kDa
Envío	Bolsa de hielo