


Anticuerpo Policlonal De Conejo Smndc1 Para Wb, Elisa - 075940

Número de artículo: CM0014817



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo SMNDC1 validado para Western blot y ELISA, detectando la proteína SMNDC1 humana, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de splicing y estudios de biomarcadores.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del Producto	SMNDC1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	SMNR; SPF30; TDRD16C; SMNDC1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10285
GeneID	10285
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-238 del SMNDC1 humano (NP_005862.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	075940
Peso Proteico	27kDa
Envío	Bolsa de hielo