

Anticuerpo Policlonal De Conejo Smpd4 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nxe4

Número de artículo: CM0013077

Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo (pAb) SMPD4 dirigido contra SMPD4 humano (SKNY, nSMase-3). Validado para WB, IF/ICC, ELISA con reactividad cruzada a humano y ratón. Ideal para la investigación del metabolismo de esfingolípidos y la homeostasis de la membrana.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SMPD4 Conejo pAb
Observaciones/Alias	SKNY; NET13; NEDMABA; NEDMEBA; NSMASE3; NSMASE-3; SMPD4
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	55627
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 600-800 del SMPD4 humano (NP_060421.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9NXE4
Peso Proteico	98kDa
Envío	Bolsa de hielo