

Smyd1 Rabbit Pab - Q8Nb12

Número de artículo: CM0024944

Introducción

SMYD1 Rabbit pAb (WB, ELISA) detecta SMYD1 humano, de ratón y de rata. Este anticuerpo policlonal se dirige a la histona-lisina N-metiltransferasa SMYD1, un represor transcripcional esencial para la diferenciación de los cardiomiocitos y la morfogénesis cardíaca.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	SMYD1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	BOP; KMT3D; ZMYND18; ZMYND22; SMYD1
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	150572
ID de gen	150572
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8NB12
Peso proteico	57kDa
Envío	Bolsa de hielo