

Smyd4 Pab De Conejo - Q8Iyr2

Número de artículo: CM0022256

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SMYD4 humano (ZMYND21). Adecuado para WB, IF/ICC, IP, ELISA. Reconoce SMYD4 humano y de ratón. Ideal para la investigación del desarrollo cardíaco y la regulación epigenética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SMYD4 pAb de conejo
Observaciones/Alias	ZMYND21; SMYD4
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	114826
ID de gen	114826
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-260 del SMYD4 humano (NP_443160.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q8IYR2
Peso proteico	89kDa
Envío	Bolsa de hielo