

Anticuerpo Policlonal De Conejo Smyd4 Para Wb - Q8Iyr2

Número de artículo: CM0029434

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que dirige a SMYD4, una proteína-lisina N-metiltransferasa implicada en el desarrollo cardíaco. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA en Humano, Ratón, Rata. Ideal para investigación epigenética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SMYD4 pAb de Conejo
Observaciones/Alías	ZMYND21; SMYD4
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	114826
ID de Gen	114826
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-260 del SMYD4 humano (NP_443160.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8IYR2
Peso Proteico	89kDa
Envío	Bolsa de hielo