

Anticuerpo Policlonal De Conejo Snai3 Para Wb Y Elisa - Q3Knw1

Número de artículo: CM0022183

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra SNAI3 humana, validado para Western blotting y ELISA. Adecuado para muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para el estudio de la represión transcripcional y la diferenciación de mioblastos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SNAI3 Rabbit pAb
Notas/Alias	SMUC; SNAIL3; ZNF293; Zfp293; SNAI3
Especie	Humana
GeneID (Humana)	333929
GeneID	333929
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 7-186 de la SNAI3 humana (NP_840101.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, Ratón, Rata
SWISS	Q3KNW1
Peso de la proteína	32kDa
Envío	Bolsa de hielo