

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Contra Snap25 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P60880

Número de artículo: CM0008201



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra SNAP25 (P60880) validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reconoce a SNAP25 de humano, ratón y rata, una proteína t-SNARE implicada en la liberación de neurotransmisores y la función sináptica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-SNAP25 de conejo
Observaciones/Alias	SUP; RIC4; SEC9; SNAP; CMS18; RIC-4; SNAP-25; bA416N4.2; dJ1068F16.2
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	6616
ID del gen	6616
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-206 de la proteína humana SNAP25 (NP_001309839.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P60880
Peso molecular de la proteína	23 kDa
Envío	Bolsa de hielo