

Anticuerpo Policlonal De Conejo Snap91 Para Wb, Elisa - O60641

Número de artículo: CM0029399

Introducción

El SNAP91 Rabbit pAb (O60641) es un anticuerpo policlonal de conejo que reconoce la proteína de ensamblaje de la cubierta de clatrina AP180 (CALM, AP180) en humanos, ratón y rata. Validado para WB y ELISA, ayuda en la investigación del tráfico de vesículas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo Policlonal de Conejo SNAP91 (SNAP91 Rabbit pAb)
Observaciones/Alias	CALM, AP180, SNAP91
Especie	Humano
ID del Gen	9892
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 321-600 de SNAP91 humano (NP_001229723.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	O60641
Peso Molecular de la Proteína	93 kDa
Envío	Bolsa de hielo