

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Contra Snrpa1 Para Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - P09661

Número de artículo: CM0002593



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra SNRPA1 (P09661) validado para WB, IP, IHC-P, ELISA en humanos, ratón y rata. Componente central del U2 snRNP para el splicing de pre-ARNm. Ideal para investigación en IVD y desarrollo de diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra SNRPA1
Observaciones/Alias	Lea1; U2A'; SNRPA1
Especie	Humano
GeneID	6627
Inmunógeno	Péptido sintético: Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 156-255 de SNRPA1 humano (P09661).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IP, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P09661
Peso molecular de la proteína	28 kDa
Envío	Bolsa de hielo