

Pab De Conejo Contra Snrpd2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P62316

Número de artículo: CM0025197



Introducción

El pAb de conejo contra SNRPD2 es un anticuerpo policlonal dirigido contra SNRPD2 humano (Sm-D2), validado para WB, IHC-P y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en empalme génico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra SNRPD2
Observaciones/Alias	SMD2; Sm-D2; SNRPD1; SNRPD2
Especie	Humano
GeneID	6633
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-118 de SNRPD2 humano (NP_004588.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P62316
Peso molecular de la proteína	14kDa
Envío	Bolsa de hielo