

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Snx18 Para Wb Y Elisa - Q96Rf0

Número de artículo: CM0015922

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra SNX18, validado para aplicaciones de Western blot y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para estudiar la endocitosis, el tráfico vesicular y la dinámica de membranas. La especificidad se confirmó mediante un inmunógeno recombinante.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SNX18 pAb de conejo
Observaciones/Alias	SNAG1, SH3PX2, SH3PXD3B, SNX18
Especie	Humana
GeneID (humano)	112574
GeneID	112574
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 445-624 de SNX18 humana (NP_001096045.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	Q96RF0
Peso molecular de la proteína	69 kDa
Envío	Bolsa de hielo