

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Snx4 Para Wb, Ip, Elisa - O95219

Número de artículo: CM0003658

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-SNX4 de alta calidad validado para Western blot, inmunoprecipitación y ELISA. Reacciona con SNX4 humana y de ratón, una nexina de clasificación implicada en la endocitosis y la autofagia. Ideal para el estudio del tráfico intracelular y el reciclaje de receptores.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-SNX4 de conejo
Observaciones/Alias	ATG24B; SNX4
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	8723
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O95219
Peso de la proteína	52 kDa
Envío	Bolsa de hielo