


Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Sod3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P08294

Número de artículo: CM0026101



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SOD3 validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta la superóxido dismutasa extracelular de humano, ratón y rata, una enzima antioxidante clave. Ideal para investigación sobre estrés oxidativo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SOD3 Rabbit pAb
Notas/Alias	EC-SOD; SOD3
Especie	Humano
GeneID	6649
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 19-160 de la SOD3 humana (NP_003093.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P08294
Peso proteico	26kDa
Envío	Bolsa de hielo