


Pab De Conejo Contra Receptor 2 De Somatostatina (Sstr2) - P30874

Número de artículo: CM0025887



Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra el Receptor 2 de Somatostatina (SSTR2) es adecuado para WB, IHC-P y ELISA; validado en muestras humanas, de ratón y rata. Reconoce un GPCR implicado en la inhibición mediada por somatostatina de la secreción hormonal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra Receptor 2 de Somatostatina (SSTR2)
Notas/Alias	SST2; Receptor 2 de Somatostatina (SSTR2)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6752
GeneID	6752
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 270-369 del Receptor 2 de Somatostatina (SSTR2) humano (NP_001041.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P30874
Peso de la proteína	41kDa
Envío	Bolsa de hielo