

## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Sox10 Para Wb, If/Icc, Elisa - P56693

Número de artículo: CM0007965

### Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo contra SOX10 humano, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reconoce SOX10 humano, de ratón y de rata (predicho 50 kDa). Para investigación de la cresta neural, mielinización y melanoma.

[Aprende más](#)

| Parámetro                     | Valor                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| Nombre del Producto           | mAb de Conejo SOX10                       |
| Observaciones/Alias           | DOM; WS4; PCWH; WS2E; WS4C; SOX-10; SOX10 |
| Especie                       | Humano                                    |
| GenelD (Humano)               | 6663                                      |
| GenelD                        | 6663                                      |
| Immunógeno                    | Péptido Sintético                         |
| Fuente                        | Conejo                                    |
| Categoría                     | Anticuerpos Monoclonales                  |
| Aplicación                    | WB, IF/ICC, ELISA                         |
| Reactividad Cruzada           | Humano, Ratón, Rata                       |
| SWISS                         | P56693                                    |
| Peso Molecular de la Proteína | 50kDa                                     |
| Envío                         | Bolsa de hielo                            |