

Pab De Conejo Anti-Sox10 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P56693

Número de artículo: CM0018970

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-SOX10 de alta calidad, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA en humano, ratón y rata. Dirigido contra el factor de transcripción SOX-10, esencial para el desarrollo glial y la mielinización. Ideal para la investigación en neurociencia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-SOX10
Observaciones/Alias	DOM; WS4; PCWH; WS2E; WS4C; SOX-10; SOX10
Especie	Humano
ID del gen (humano)	6663
ID del gen	6663
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 270-360 de SOX10 humano (NP_008872.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P56693
Peso de la proteína	50 kDa
Envío	Bolsa de hielo