

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Sox10 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P56693

Número de artículo: CM0030009

Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo anti-SOX10 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reconoce SOX10 de humano, ratón y rata, un factor de transcripción esencial para la maduración de oligodendrocitos y la mielinización. Ideal para investigación en neurociencia y biología del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SOX10 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DOM; WS4; PCWH; WS2E; WS4C; SOX-10; SOX10
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6663
GeneID	6663
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 270-360 del SOX10 humano (NP_008872.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P56693
Peso de la Proteína	50kDa
Envío	Bolsa de hielo