


Sox11 Rabbit Pab Para Wb, If/Icc, Elisa - P35716

Número de artículo: CM0020279



Introducción

SOX11 Rabbit pAb es un anticuerpo policlonal validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona con SOX11 humano, de ratón y de rata. Se dirige al factor de transcripción SOX-11 (P35716) implicado en la neurogénesis y la organogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SOX11 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CSS9; MRD27; IDDMOH; SOX11
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6664
GeneID	6664
Inmunógeno	Péptido sintético: un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del SOX11 humano (NP_003099.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P35716
Peso proteico	47kDa
Envío	Bolsa de hielo