


Sox2 Rabbit Pab Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P48431

Número de artículo: CM0014090



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-SOX2 validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Diseñado para la investigación de células madre y biología del desarrollo; reacciona con SOX2 humano, de ratón y de rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SOX2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ANOP3; MCOP53; SOX2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6657
GeneID	6657
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-190 del SOX2 humano (NP_003097.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P48431
Peso proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo