

Anticuerpo Policlonal De Conejo Sox9 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P48436

Número de artículo: CM0022002



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo SOX9 validado para WB, IHC-P, ELISA en humano, ratón, rata. Objetivo: factor de transcripción SOX9 esencial para la condrogénesis y el desarrollo esquelético. Adecuado para investigación de IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SOX9 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CMD1; SRA1; CMPD1; SRXX2; SRXY10; SOX9
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	6662
ID de Gen	6662
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 250-339 del SOX9 humano (NP_000337.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P48436
Peso Proteico	56kDa
Envío	Bolsa de hielo