

Sp140 Conejito Pab Para Wb Y Elisa - Q13342

Número de artículo: CM0018790



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SP140 humano (LYSp100), validado para Western blot y ELISA, reacciona de forma cruzada con ratón y rata, detecta proteína de cuerpo nuclear de 98kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SP140 Conejito pAb
Observaciones/Alias	LYSP100; LYSP100-A; LYSP100-B; SP140
Especie	Humano
GeneID (Humano)	11262
GeneID	11262
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-180 de SP140 humano (NP_001265380)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q13342
Peso Proteico	98kDa
Envío	Bolsa de hielo