

Anticuerpo Policlonal De Conejo Sp4 Para Wb Y Elisa - Q02446

Número de artículo: CM0024357

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra el factor de transcripción humano SP4, validado para WB y ELISA, presenta reacción cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación de regulación transcripcional y cerebral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SP4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HF1B; SPR-1; SP4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6671
GeneID	6671
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 280-440 de la SP4 humana (NP_003103.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reacción cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q02446
Peso de la proteína	82kDa
Envío	Bolsa de hielo